



innoliving

easy tech, easy life

ЕЛЕКТРОНЕН КАНТАР - АНАЛИЗАТОР С BLUETOOTH INN-148 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Благодарим Ви за закупуването на този електронен кантар-анализатор с Bluetooth връзка (INN-148). С него можете да измерите телесното си тегло и да видите резултатите на своя телефон или таблет. Внимателно прочетете това ръководство и го съхранявайте за бъдеща справка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- За правилното използване на продукта, моля, прочетете следното ръководство с инструкции. Неправилната употреба може да доведе до повреда на уреда.
- Използвайте този продукт само по предназначение, както е описано в това ръководство - като електронен кантар, само за домашна употреба. Всяка друга употреба се счита за неправилна и опасна.
- Дръжте всички опаковъчни материали (пластмасови торби, картонени опаковки, полистирол и т.н.), на недостъпно за деца място, тъй като те са потенциално опасни и трябва да се третират както се изисква от закона.
- Този кантар не трябва да се използва, за да се претеглят предмети или вещества за търговски сделки, да се произвеждат лекарства, да се изчисляват такси, тарифи и др., които се определят от теглото.
- Този кантар се използва за поддържане под контрол на собственото тегло и не трябва да се използва за диагностични цели или за медицинско лечение. Стойностите, които изглеждат необичайни, или са извън нормата, трябва да се обсъдят с Вашия лекар. За да се избегне опасност за потребителя, дозите на всяко лекарство или терапия, предписани от Вашия лекар не трябва в никакъв случай да се променят в зависимост от данните, изчислени чрез този уред.
- Да се избягва претоварване на кантара, защото може да се повреди.
- Не отваряйте и не поправяйте уреда: ремонтите трябва да се извършват само от оторизиран персонал, в противен случай гаранцията става невалидна.
- Поддържайте платформата на кантара суха, за да се избегне подхлъзване.
- Не поставяйте кантара върху мека повърхност (като килим), в противен случай измерването може да бъде неточно.
- Не поставяйте никакви предмети върху кантара, когато не го използвате.
- Да не се скача върху кантара.
- Не претоварвайте кантара.
- Производителят си запазва правото да прави промени по дизайн на кантара, без това да повлияе на безопасността, ефективността или функционалността на уреда.
- От съображения за безопасност, батериите трябва да бъдат покрити с лепенки по време на транспортиране. Ако течност от батерията изтиче навън и влезе в контакт с очите, изплакнете незабавно с вода и потърсете медицинска помощ.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Връзка с планшети и смартфони с Bluetooth 4.0, Android 4.3 или IOS 8.0 и бъдещи версии. Свободно теглене на приложението Innoliving от Apple Store и Google Play.
- Капацитет: 180 кг
- Точност: 100гр
- Платформа от закалено стъкло
- Голям и лесен за четене LCD дисплей
- Индикатор за изтощена батерия
- Индикатор за претоварване
- Автоматично изключване
- Измерване на телесното тегло в следните единици: kg / lb / st (избирате желаната мерна единица от копчето, намиращо се в близост до отделението за батерии)
- Измерване на BMI (Индекс на телесната маса) - след въвеждане на данните Ви в приложението
- Захранване: 1бр. литиева батерия CR2032 (включена)
- Размери: 31,9см x 32,8см x 2,2см / 1,75кг

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С КАНТАРА

Оторете отделението за батерии, намиращо се на гърба на кантара. Премахнете предпазителя от батерията и затворете отделението.

⚠ Презареждащи се батерии не са подходящи за такъв тип кантари. Ако не използвате кантара за по-дълъг период от време, извадете батерията като предпазна марка, тъй като изтичане на течност от нея може да повреди уреда.

BLUETOOTH ВРЪЗКА И INNOLIVING ПРИЛОЖЕНИЕ

Уверете се, че смартфона или таблета са с включен Bluetooth. Не е необходимо да синхронизирате Bluetooth с устройствата през настройките, тъй като кантарът се разпознава автоматично от Innoliving приложението, когато то е включено. Преди първа употреба, изтеглете и инсталирайте приложението "Innoliving" от Apple Store или Google Play. Заредете приложението. Първо трябва да създадете собствен профил, чрез въвеждане на изисканите данни. Можете също да добавите и свои снимки.

В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПРАВНОСТ:

- Уверете се, че батерията е поставена правилно.
- Уверете се, че кантарът е поставен на равна, стабилна повърхност.
- Уверете се, че на дисплея е изписано „0.0kg“ преди да се качите за претегляне на теглото.
- Ако кантарът не се свързва с приложението на Innoliving, уверете се, че устройството Ви е свързано с кантара чрез Bluetooth, и че устройството Ви поддържа версията на Bluetooth, изисквана от системата.

ПРЕТОВАРВАНЕ

Ако кантарът е претоварен, на дисплея се показва "OL".

СМЯНА НА БАТЕРИИ

Ако на дисплея се показва "Lo", сменете батерията.

ПОДДРЪЖКА

Избършете с влажна кърпа: избягвайте всякакво проникване на вода. Никога не използвайте химически препарати. Не потапяйте във вода. Не стъпвайте върху кантара с мокри крака. Съхранявайте кантара в хоризонтално положение, когато не се използва, за да се запази живота на батерията и датчиците. Тъй като това е прецизен уред, с кантара трябва винаги да се работи грижливо и внимателно. Не го изпускайте и не скачайте върху него. Не отваряйте и не поправяйте устройството: ремонти трябва да се извършват само от упълномощен персонал; в противен случай гаранцията е невалидна. Ако не използвате продукта за дълъг период от време, е препоръчително да извадите батериите. Тъй като качеството на батериите варира, гаранцията на продукта не покрива повреди, причинени от евентуален теч на батерия. Когато кантара не се употребява не поставяйте тежести върху платформата. Дръжте го далеч от прах и влага; не излагайте на слънце или на прекомерни температури.

ETIKET

innoliving
Innoliving Spa
Via Merloni, 9 - 60131 Ancona - Italy
INN-148 DIGITAL SCALE
Max 180 Kg Div=100g
3V (1xCR2032 batt.)
HOUSEHOLD USE ONLY
SOLO USO DOMESTICO
MADE IN CHINA
LOT:

CE
●
☒
—

Информация на потребителите: Съгласно Законодателен декрет No. 49 от 14 март, 2014"2012/19/UE за Прилагане на директивата относно отпадъците от електрическо и Електронно оборудване (ОЕЕО)". Символът на зачеркната кофа за отпадъци показва, че продуктът в края на живота му трябва да бъде изхвърлен отделно от другите отпадъци. Потребителят следва да изхвърли уреда и всичките му компоненти в специализиран център за разделно събиране на електронни и електрически отпадъци, или да го върне на търговеца при закупуването на нов уред от сходен вид. Разделното събиране за извеждане от експлоатация оборудване за рециклиране, третиране и екологично съвместимо разположение допринася за избягване на възможните негативни последици за околната среда и здравето на човека и насърчава рециклирането на материалите. Правилното изхвърляне на електрически уреди помага за предотвратяването на негативните последици за околната среда и човешкото здраве. Батериите, използвани в този уред, трябва да се изхвърлят на определените за това места. Информирайте се за местните правила за разделно събиране на батерии. Правилното изхвърляне на батерии помага за предотвратяването на негативните последици за околната среда и човешкото здраве.

CE Продуктът отговаря на всички приложими Европейски норми и регламенти.

☒ Продуктът е безопасен при контакт с храни.

Внимание: Спецификациите и дизайна на продукта подлежат на промяна без предизвестие от страна на производителя.

innoliving
easy tech, easy life

NEW VISION boutique

Дистрибутор: "Ню Вижън Бутик" ЕООД
гр. София, Студентски град, ул. Иван Багрянов №19А, ет. 1, ап.4, тел: 02/ 962 86 86; 0888 705 116